

Quad Cane
Vierfußgehhilfe
Vierpoot wandelstok



Instructions for use - Gebrauchsanweisung -
Gebruiksaanwijzing

Introduction

Please read these safety instructions carefully before use and keep them for future reference.

Intended Purpose:

This cane is a walking aid to assist those with reduced mobility.

Safety Precautions:

- Consult a healthcare professional before using any assisted mobility device.
- Not to be used by persons heavier than the maximum user mass.
- Not intended to support the full weight of the user.
- The cane is intended to be used on flat, level surfaces.
- Sloping and uneven surfaces will affect the stability of the cane and there is an increased risk of the user falling over.
- Not intended for use on ice or other slippery surfaces as it has the potential to slip.
- Do not use unless the sections are securely joined together by the e-clip.
- If the handle or tips become loose, or if the cane becomes damaged, stop using the cane immediately.




Maximum User
Mass Symbol

Specifications

Product Codes	WS026	WS026L
Maximum User Mass	127 kg (20 st)	
Cane Height	69 - 95 cm (27 - 37")	77 - 103 cm (30 - 41")
Footprint	Small	Large

Replacement Tip Code: FER16



Height Adjustment

The ideal height of the quad cane is when the handgrip is level with the user's wrist. This should allow the user to have an upright posture with their elbow slightly bent.

To adjust the height of the cane, first pull out the E-Clip. Move the top section of the cane up or down until the required height is reached. Re-insert the E-Clip fully through the holes to secure the cane sections.

Care & Maintenance

- Check that the E-Clip is securely in position before every use.
- Check that the handgrip and tips are secure.
- Replace the tips as they become worn or loose.
- Clean the cane occasionally with water and a mild detergent. Do not use abrasive detergents. Dry thoroughly before use.

Warranty Details

Your Drive branded product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for one year from date of purchase. This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the customer. In the event of a defect covered by this warranty, we will at our option supply parts or replace the device.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have any queries or require full warranty conditions, please contact your Drive stockist. This does not affect your statutory rights.

Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the MHRA or competent authority of your Member State.

When the product has come to the end of its useful life, follow local recycling and disposal policies.

Einführung

Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Dieses Produkt ist eine Gehhilfe für Personen mit eingeschränkter Mobilität.

Sicherheitsvorkehrungen:

- Lassen Sie sich vor dem Gebrauch von Mobilitätshilfen immer von einem Therapeuten beraten.
- Sie darf nicht von Personen verwendet werden, die das maximale Körpergewicht überschreiten.
- Sie ist nicht dafür ausgelegt, das ganze Gewicht des Benutzers zu tragen.
- Die Gehhilfe darf nur auf ebenem Untergrund verwendet werden. Die Stabilität der Gehhilfe wird durch Steigungen/Gefälle und unebenen Untergrund beeinträchtigt, und es besteht erhöhte Sturzgefahr.
- Sie ist aufgrund der Rutschgefahr nicht für die Verwendung auf Glätteis oder anderen rutschigen Oberflächen geeignet.
- Sie darf nur benutzt werden, wenn die beiden Teile durch den E-Clip fest miteinander verbunden sind.
- Wenn der Griff oder der Gummifuß locker werden oder die Gehhilfe beschädigt wird, stellen Sie den Gebrauch sofort ein.




Maximales
Körpergewicht des
Benutzers

Technische Daten

Artikelnummer	WS026	WS026L
Max. Benutzergewicht	127 kg (20 st)	
Höhe der Gehhilfe:	69 - 95 cm (27 - 37")	77 - 103 cm (30 - 41")
Stellfläche:	Klein	Groß

Code für Ersatz-Gummifuß: FER16



Höhenverstellung

Die Vierfußgehilfe ist auf die ideale Höhe eingestellt, wenn sich der Handgriff auf gleicher Höhe mit dem Handgelenk des Benutzers befindet. Das sollte eine aufrechte Haltung des Benutzers mit leichter gebeugtem Ellbogen ermöglichen.

Um die Höhe der Gehhilfe zu verstellen, ziehen Sie zuerst den E-Clip heraus. Verschieben Sie den oberen Teil der Gehhilfe nach oben oder unten, bis die gewünschte Höhe erreicht ist. Stecken Sie den E-Clip wieder ganz durch die Löcher, um die beiden Teile der Gehhilfe zu sichern.

Wartung und Pflege

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, dass der E-Clip fest sitzt.
- Überprüfen Sie den Handgriff und die Gummifüße auf festen Sitz.
- Wechseln Sie die Gummifüße aus, wenn sie abgenutzt oder locker werden.

- Reinigen Sie die Gehilfe gelegentlich mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Verwenden Sie dafür keine Scheuermittel. Lassen Sie sie vor dem Gebrauch gründlich trocknen.

Angaben zur Garantie

Für Ihr Produkt der Marke Drive wird gewährleistet, dass alle Komponenten für den Zeitraum von einem Jahr ab dem Kaufdatum frei von Material- und Herstellungsfehlern sind.

Diese Gehilfe wurde nach hohen Standards hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig überprüft. Diese Gewährleistung drückt unsere Zuversicht in die Materialien und Fertigung unserer Produkte sowie unser Versprechen an unsere Kunden aus.

Sollte ein Defekt auftreten, der durch die Gewährleistung abgedeckt ist, werden wir nach unserem Ermessen entweder Teile liefern oder das gesamte Produkt ersetzen.

Von dieser Gewährleistung ausgeschlossen sind Defekte, die durch die unsachgemäße oder fahrlässige Benutzung durch den Besitzer bzw. zu erwartenden Verschleiß entstanden sind. Diese Gewährleistung gilt nicht für Verschleißteile wie Gummizubehör und Griffe, die in regelmäßigen Abständen ausgewechselt werden müssen.

Wenn Sie Fragen haben oder die kompletten Gewährleistungsbedingungen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Drive Fachhändler.

Ihre gesetzlichen Rechte bleiben davon unberührt.

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der MHRA bzw. der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem Sie wohnhaft sind, zu melden.

Wenn das Produkt das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, beachten Sie bitte die vor Ort geltenden Vorschriften für Recycling und Entsorgung.

Inleiding

Lees voor gebruik deze veiligheidsinstructies aandachtig door en bewaar ze zodat u ze later opnieuw kunt lezen.

Bedoeld gebruik:

Deze wandelstok biedt mensen met verminderde mobiliteit steun tijdens het lopen.

Veiligheidsmaatregelen:

- Raadpleeg een medische professional voordat u een mobiliteitshulpmiddel gebruikt.
- Niet te gebruiken door mensen die zwaarder zijn dan de maximale gebruiksbelasting.
- Niet bedoeld om het volledige gewicht van de gebruiker te ondersteunen.
- De wandelstok is bedoeld voor gebruik op een vlakke, horizontale ondergrond. Hellende vlakken of ongelijke oppervlaktes beïnvloeden de stabiliteit van de wandelstok waarbij een groter risico op vallen ontstaat.
- Niet bedoeld voor gebruik op ijs of andere gladde oppervlaktes aangezien de wandelstok hierop kan wegglijden.
- Uitsluitend te gebruiken als de onderdelen veilig aan elkaar zijn verbonden door middel van de e-clip.
- Stop het gebruik van de wandelstok onmiddellijk als het handvat of de doppen losraken, of als de wandelstok beschadigd raakt.




Symbool max. gebruikersgewicht

Specifications

Product Codes	WS026	WS026L
Maximale gebruiksbelasting:	127 kg (20 st)	
Hoogte wandelstok:	69 - 95 cm (27 - 37")	77 - 103 cm (30 - 41")
Benodigd vloeroppervlak:	Klein	Groot

Code vervanging dop: FER16



Aanpassing van de hoogte

De ideale hoogte van de vierpoot wandelstok is wanneer de handgreep op gelijke hoogte is met de pols van de gebruiker. Hierbij heeft de gebruiker een rechtopstaande positie met een licht gebogen elleboog.

Om de hoogte van de wandelstok aan te passen, trekt u de E-clip uit de wandelstok. Schuif het bovendee van de wandelstok omhoog of omlaag tot de gewenste hoogte is bereikt. Steek de E-clip volledig door de gaten om de beide delen van de wandelstok weer vast te zetten.

Reiniging en onderhoud

- Controleer steeds voor gebruik of de E-clip goed is bevestigd.
- Controleer of de handgreep en doppen goed vast zitten.
- Vervang de doppen als ze versleten zijn of los zitten.

- Reinig de wandelstok zo nu en dan met water en een mild reinigingsmiddel. Gebruik geen schuurmiddelen. Voor gebruik zorgvuldig drogen.

Garantiebepalingen

Uw Drive product is gedurende één jaar na aankoop gegarandeerd vrij van materiaal- en constructiefouten.

Dit hulpmiddel is volgens strenge normen gefabriceerd en voor verzending zorgvuldig geïnspecteerd. Deze garantie is een bewijs van ons vertrouwen in de materialen en het vakmanschap waarmee onze producten zijn gemaakt, en onze belofte aan de klant.

In het geval van een defect dat door deze garantie wordt gedekt, vervangen wij, naar onze keuze, onderdelen of het hele product.


Deze garantie dekt geen gebreken veroorzaakt door verkeerd gebruik of nalatigheid van de gebruiker, of normale slijtage. Deze garantie geldt niet voor niet-duurzame onderdelen, zoals rubber accessoires en grepen die aan normale slijtage onderhevig zijn en periodiek vervangen moeten worden.

Als u vragen hebt, of de volledige garantievoorwaarden wilt ontvangen, neem dan contact op met uw Drive dealer.

Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

Als dit product betrokken was bij een ernstig incident, dient dit aan de producent en de regelgevende instantie inzake geneesmiddelen en gezondheidsproducten of de bevoegde autoriteit van uw Lidstaat te worden gemeld.

Volg het plaatselijke recycling- en verwijderingsbeleid wanneer het product het einde van zijn nuttige levensduur heeft bereikt.



CE



Com-Da Healthcare Co., Ltd.
1 Jinzhao Street, West District, Zhongshan City,
Guangdong Province, China



Osmunda Medical Technology Service GmbH.
Treskowallee 108
10318 Berlin
Deutschland



Drive Medical GmbH & Co. KG
Leutkircher Straße 44
88316 Isny/Allgäu
Germany

Drive DeVilbiss Healthcare Ltd.
Sidhil Business Park, Holmfield,
Halifax, West Yorkshire,
HX2, 9TN, Great Britain

Drive DeVilbiss Sidhil Ltd.
4 Trench Road, Mallusk,
Newtownabbey, BT36 4TY,
Northern Ireland

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

info@drivemedical.de
www.drivedevilbiss.de
T +49 7562 9724 0

info@drivedevilbiss.co.uk
www.drivedevilbiss.co.uk
Tel: +44 (0) 845 0600 333