


Unsere Individualisten

AirFit N30i Nasen- und AirFit P30i Nasenpolstermasken mit nach oben geführtem Schlauch sorgen für mehr Spielraum und freie Bewegung in jeder Schlafposition.



Der modulare Aufbau ermöglicht einen einfachen und schnellen Wechsel zwischen dem N30i-Nasenflügelkissen und dem P30i-Nasenpolster, je nach Vorliebe für Sitz und Auflagebereich.


Stabiler Sitz
Der selbst anpassende Maskenrahmen erlaubt ein schnelles Anlegen der Maske und sorgt für sicheren und bequemen Sitz – die ganze Nacht^{1,2}.



Flexibler Anschluss, freie Bewegung
Das Kniestück mit der praktischen Schnelllösefunktion für ein einfaches Anschließen und Abtrennen während der Nacht, die 360°-Drehbarkeit für mehr Bewegungsfreiheit.

AirFit™ N30i
Nasal cradle mask





QuietAir-Ausatemöffnung (optional*)
Durch sanfte Diffusion der ausgeatmeten Luft werden Geräusche minimiert.² Diese flüsterleise Ausatemöffnung mit einer Geräuschemission von nur 21 dB(A)^{3,4} sorgt für erholsame Ruhe im Schlafzimmer.

Weiches und flexibles Kissen
Das durchgängig weiche Nasenflügelkissen schmiegt sich dynamisch an die Nase an.

Kompakt und sicher
Die Doppelwandtechnologie der Nasenpolster bietet mehr Komfort bei gleichzeitig zuverlässiger Abdichtung.²

AirFit™ P30i
Nasal pillows mask

Mehr Freiheit und Flexibilität – und doch so einfach

AirFit N30i und AirFit P30i Masken sind modular aufgebaut, ganz nach dem Motto: weniger ist mehr.



Technische Daten

	AirFit N30i	AirFit P30i
Produktklasse nach Verordnung MDR (EU) 2017/745	II a	II a
Therapiedruck	4 bis 25 cm H ₂ O (hPa)	4 bis 25 cm H ₂ O (hPa)
Totraumvolumen (Leervolumen der Maske bis zum Drehadapter)	Kissen: S: 27,82 ml, M: 33,10 ml, SW: 30,49 ml, W: 36,94 ml, Rahmen: STD: 77,31 ml, S: 77,11 ml, Kniestück: 15,46 ml	Polster: S: 19,99 ml, M: 21,12 ml, L: 23,66 ml, Rahmen: STD: 77,31 ml, S: 77,11 ml, Kniestück: 15,46 ml
Widerstand Gemessener Druckabfall (Sollwert)	bei 50 l/min: 0,5 cm H ₂ O bei 100 l/min: 1,7 cm H ₂ O	bei 50 l/min: 0,4 cm H ₂ O bei 100 l/min: 1,5 cm H ₂ O
Geräusche Angegebene Zweizahl-Geräuschemissionswerte nach ISO 4871:		
• Schallleistungspegel (QuietAir-Ausatemöffnung):	21 dB(A)	21 dB(A)
• Schalldruckpegel (QuietAir-Ausatemöffnung):	14 dB(A)	14 dB(A)
• Schallleistungspegel (Standard-Ausatemöffnung):	25 dB(A)	-
• Schalldruckpegel (Standard-Ausatemöffnung):	18 dB(A)	-
• Unsicherheitsfaktor:	3 dB(A)	3 dB(A)
Abmessungen der Komponenten (H x B x T)	siehe AirFit N30i Gebrauchsanweisung	siehe AirFit P30i Gebrauchsanweisung
Gewicht Maskenkomponenten	Kissen: S: 9,2 g, M: 10,8 g, SW: 10,1 g, W: 11,3 g Rahmen: S: 64 g, STD: 65 g Kopfband: 9 g, Kniestück: 13 g	Polster: S: 11 g, M: 10,5 g, L: 11,7 g Rahmen: S: 64 g, STD: 65 g Kopfband: 9 g, Kniestück: 13 g
Umgebungsbedingungen Temperatur im Betrieb		+5 °C bis +40 °C
Luftfeuchtigkeit im Betrieb		15 % bis 95 % (ohne Kondensation)
Aufbewahrungs- und Transporttemperaturen		-20 °C bis +60 °C
Aufbewahrungs- und Transportluftfeuchtigkeit		bis zu 95 % relative Feuchtigkeit ohne Kondensation
Schlauchanschluss Konus nach EN ISO 5356-1		Ø 22 mm (männl.)
Maskeneinstelloptionen am ResMed-Gerät:		Nasenpolster
Hinweis	Das Maskensystem enthält kein Latex aus Naturkautschuk.	

Artikelnummern

Bezeichnung	Artikelnummer Standard-Version	HMV-Pos.-Nr. Standard-Version	Artikelnummer QuietAir-Version*
AirFit N30i Maskenset, Kissen S/Rahmen S	63880	14.24.16.2083	63817
AirFit N30i Maskenset, Kissen SW/Rahmen S	63881		63818
AirFit N30i Maskenset, Kissen M/Rahmen STD	63882		63819
AirFit N30i Maskenset, Kissen W/Rahmen STD	63883		63820
AirFit P30i Maskenset Small, Rahmen S, Polster S & M	-	-	63866
AirFit P30i Maskenset STD, Rahmen STD, Polster S & M	-	-	63865

Informationen zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen, die vor und während der Verwendung des Produkts zu beachten sind, finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Dieser Inhalt ist nur für Angehörige der Gesundheitsberufe bestimmt.

1 Externe unveröffentlichte 7-tägige klinische Studie von ResMed mit 24 ResMed- und Nicht-ResMed-Patient:innen, durchgeführt zwischen 21.02.2018 und 12.03.2018; ID A4320645.

2 ResMed unveröffentlichte externe 14-tägige klinische Studie mit 23 ResMed-Patient:innen, durchgeführt zwischen 30/05/2018 - 22/06/2018; ID A4387859.

3 Schallleistungspegel von 21 dB(A) - siehe AirFit N30i Gebrauchsanweisung.

4 Schallleistungspegel von 21 dB(A) - siehe AirFit P30i Gebrauchsanweisung.

* Selbstzahler-Produkt keine HMV-Pos.-Nr.



Mehr Informationen finden Sie in unserem Maskenkatalog unter lead.me/Maskenkatalog oder scannen Sie den QR-Code.



Gebrauchsanweisungen, Desinfektionsanleitungen und weitere Produktinformationen finden Sie im Support-Center unter lead.me/support-center oder scannen Sie den QR-Code.