



Mechanisches Sauerstoff-Sparsystem Bonsai

Das effiziente Bonsai Sauerstoff-Sparsystem

Sparen Sie Zeit und Geld mit dem Bonsai Sauerstoff-Sparsystem. Es ermöglicht eine Einsparrate im Verhältnis von bis zu 6:1 und kann Dank der pneumatischen Funktionsweise ohne Batterien in Betrieb genommen werden. Damit zählt das Bonsai zu den effizientesten und kostengünstigsten Geräten am Markt.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	13,5 cm Länge x 5,6 cm Durchmesser
Gewicht	283 Gramm
Funktionsweise	Gepulste Sauerstoffabgabe oder wahlweise Dauerflow (CF)
Dauerflow Sicherstellung	2,0 LPM
Maximale Atemfrequenz	40 Atemzüge pro Minute
Energieversorgung	Pneumatisches System, keine Batterien notwendig
Einsparpotenzial	Bis zu 6:1
Kanülenart	Einlumige Nasenkanüle
Druckbereich	200 bar
Hilfsmittelverzeichnis-Nr.	14.24.05.8005

- Einsparpotenzial im Verhältnis von bis zu 6:1 basierend auf einer Atemfrequenz zwischen 14-40 BPM
- 7 Einstellungsstufen und 1 Dauerflowstufe (2l / min CF)
- Wartungsfrei
- Hoher Atemfrequenzbereich bis 40 BPM bei gleicher Bolusmenge, um das Risiko der Entsättigung bei Patientenaktivität zu verringern
- Keine Batterien notwendig, dadurch reduzieren sich langfristig Kosten
- Leicht und kompakt

Bonsai Nutzungsdauer* in Stunden angezeigt

		Einstellung	1	2	3	4	5	6	7	Dauerflow 2 LPM
Flaschentyp	Flaschenvolumen	*Erwartete Flaschennutzungsdauer in Stunden (basierend auf 20 Atemzüge die Minute)								
M2	36 Liter		2,3	1,4	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,3
M4 (A)	113 Liter		7,2	4,3	2,9	2,4	2,0	1,8	1,6	0,9
M6 (B)	164 Liter		10,5	6,2	4,3	3,5	3,0	2,6	2,4	1,4
ML6	171 Liter		11,0	6,5	4,5	3,7	3,1	2,7	2,5	1,4
M7	198 Liter		12,7	7,5	5,2	4,2	3,6	3,2	2,8	1,7
M9 (C)	246 Liter		15,8	9,3	6,4	5,3	4,5	3,9	3,5	2,1
D**	425 Liter		27,2	16,1	11,1	9,1	7,7	6,8	6,1	3,5
E	680 Liter		43,6	25,8	17,7	14,5	12,3	10,9	9,8	3,7

**Entspricht ca. dem Flaschenvolumen einer 2l Sauerstoffflasche mit 200 bar.

DRIVE MEDICAL GMBH & CO. KG

Leutkircher Str. 44
88316 Isny im Allgäu

DE +49 (0) 7562 9724 0
info@drivedevilbiss.com

www.drivedevilbiss.com

drive
DeVilbiss
HEALTHCARE

V1_20181205_DE_0325